

**Reiner Portland Zement /
Mineralisches Trioxid-Aggregat für die Zahnmedizin
(De)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

CH / D: GEBRAUCHSANLEITUNG

1. VERWENDUNG: Med-PZ ist ein endodontischer Reparatur-Zement. Zahnarzt entscheidet über Indikation und Anwendung
2. GEGENANZEIGEN: Keine bekannt.
3. WARNHINWEISE: Keine bekannt.
4. VORSICHTSMASSNAHMEN:
 - a. Med-PZ Verpackungen (Kapseln) müssen fest verschlossen sein und an einem trockenen Ort gelagert werden, um einen Wirkungsverlust durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
 - b. Um eine Austrocknung während des Abbindens zu vermeiden, muss die Anwendung von Med-PZ unmittelbar nach dem Anmischen erfolgen.
5. UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN: Kann möglicherweise Verfärbungen der behandelten Zähne ergeben. Unterscheidet sich im Röntgenbild nicht von Dentin.
6. ANMISCHEN VON Med-PZ
 - a. Öffnen Sie eine Kapsel und geben Sie das Pulver auf einen Anmischblock.
 - b. Mengen Sie steriles Wasser portionenweise unter das Pulver.
 - c. Mischen Sie Wasser und Zement zu einer dickflüssig, cremigen Konsistenz.
 - d. Um sicherzustellen, dass alle Pulverbestandteile benetzt sind, sollte der Mischvorgang etwa eine Minute dauern.
 - e. Das Hinzufügen von zu viel oder zu wenig Wasser kann sich vermindert auf die Endfestigkeit des Zements auswirken.
 - f. Med-PZ härtet über einen Zeitraum von vier Stunden aus. Die Verarbeitungszeit beträgt jedoch nur rund fünf Minuten.

Sicherheitsdaten:

1. HANDHABUNG: Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt; Bei angefangenen Kapseln Material verwerfen.
2. LAGERUNG: Trocken lagern
3. TOXIZITÄT: Das Pulver ist ätzend!
Nicht verschlucken, nicht einatmen, nicht mit den Augen oder Schleimhäuten in Berührung bringen.
Bei Kontakt mit Schleimhaut oder Augen mit viel Wasser spülen.
4. ENTSORGUNG: Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Achtung: Gebrauchsanweisung beachten!
An einem kühlen und trockenen Platz lagern.
Angebrochene Kapseln wegwerfen
Verfallsdatum beachten! (= EXP)
Bei Fragen oder Zwischenfällen bitte Nachricht an info@medcem.ch



 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**

**Pure Portland Cement /
Mineral trioxyde aggregate for dental use
(GB)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

GB: DIRECTION FOR USE

1. USE: Med-PZ use only for dental endodontics. Use in personal responsible indication.
2. CONTRAINDICATIONS: None known.
3. WARNINGS: None known.
4. CAUTION:
 - a. Med-PZ capsules must be kept tightly closed and must be stored in a dry area to avoid degradation by moisture.
 - b. Med-PZ must be placed immediately after mixing with liquid, to prevent dehydration during setting.
5. ADVERSE REACTIONS: Discolorations of the treated teeth may be possible. In X-Ray no difference to dentin.
6. Med-PZ MIXING INSTRUCTIONS
 - a. Open a capsule and dispense the powder onto a mixing pad.
 - b. Gradually incorporate sterile water into the cement.
 - c. Mix water and cement to make the material into a thick, creamy consistency.
 - d. Mix the material with the water for about one minute to ensure all the powder particles are hydrated.
 - e. Adding too much or too little water will reduce the ultimate strength of the cement.
 - f. Med-PZ will set over a period of four hours, but working time is about five minutes.

Material Safety Data

1. HANDLING: This product is intended for dental use only. Do not use opened capsules again.
2. STORAGE: Store in dry conditions.
3. TOXICOLOGICAL INFORMATION: Powder may cause strong irritation. Do not incorporate by swallowing or breathing in the material. Do not bring in contact to eyes or mucous membrans. In case of contact use water to rinse.
4. DISPOSAL CONSIDERATIONS: This product can be disposed of with household waste. Do not allow to enter sewers water.

See directions for use!


Store in a cool and dry place!

Do not reuse already opened capsules

Look at use by! (= EXP)

For questions and any incidents please contact info@medcem.ch



 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**

**Pur Cement de Portland /
Mineral Trioxyde Aggregate, matériau dentaire
(fr)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

F: MODE D'EMPLOI

1. UTILISATION: Med-PZ usage endodontologique dentaire uniquement. Usage seulement en indication personnel.
2. CONTRE-INDICATION: Aucune connue.
3. AVERTISSEMENTS: Aucuns connus
4. MISE EN GARDE:
 - a. Med-PZ capsules doivent être tenues bien fermés afin d'éviter la dégradation doit être stocké dans un endroit sec.
 - b. Med-PZ doit être utilisé immédiatement après avoir été mélangé avec le liquide afin d'empêcher la déshydratation pendant sa mise en place.
5. EFFETS INDÉSIRABLES: Composants du matériau peuvent provoquer des colorations anormales. Visibilité radiographique ainsi que dentine.
6. INSTRUCTIONS DE PREPARATION DU MELANGE DE MATERIAU Med-PZ
 - a. Ouvrir une capsule et répartir son contenu sur un bloc pour mélanger.
 - b. Incorporer petit à petit l'eau stérile au ciment.
 - c. Mélanger l'eau et ciment pour obtenir une pâte épaisse d'une consistance crémeuse.
 - d. Mélanger la matière avec l'eau stérile pendant une minute environ afin d'obtenir une structure homogène, chaque particule du ciment doit être mouillée.
 - e. Si vous ajoutez trop ou peu de l'eau, la résistance finale du ciment sera réduite.
 - f. Med-PZ durcit dans un laps de temps de quatre heures, cependant le temps de sa mise en place est environ de cinq minutes.

Données de sécurité

1. MANIPULATION: Produit exclusivement réservé à l'usage dentaire.
2. STOCKAGE: Stocker à sec.
3. TOXICITE: Peu provoquer des irritations de la peau et des yeux.
4. INFORMATION RELATIVES A L'ELIMINATION
Peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères. Ne pas rejeter dans les canalisations.

Attention: Voir instruction d'usage!


Entreposer dans un endroit frais et sec.

Ne plus utiliser des capsules ouvertes.

Attention: Date de péremption. (= EXP)

En cas de questions ou des problèmes contactez svp info@medcem.ch



 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**

**Cement di Portland /
Mineral Trioxide aggregate puro, materiale per dentisti
(It)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

I: MODO D' USO

- USO: Med-PZ è destinato ad uso esclusivamente dentale, in particolare endodonzia.
- CONTROINDICAZIONI: Non se ne conoscono.
- AVVERTENZE: Nessuna nota.
- PRECAUZIONI:
 - Le capsule Med-PZ devono essere conservate in un contenitore stagno per evitare che il prodotto deperisca a causa dell'umidità.
 - Med-PZ deve essere utilizzato subito dopo essere stato miscelato con il liquido per prevenire la disidratazione durante l'applicazione.
- Misura precauzionale: La sostanza può portare ad una colorazione a causa della natura dei suoi componenti. A1 radiografia nessuno visibili distinguersi da cement et dentin.
- ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE DEL Med-PZ
 - Aprire una capsula e distribuire la polvere sopra un blocchetto per miscelare.
 - Incorporare gradualmente l'acqua sterile nel cemento.
 - Aggiungere l'acqua e il cemento fino a raggiungere una consistenza spessa e cremosa.
 - Miscelare la cemento con l'acqua sterile per circa una minuto affinché tutte le particelle siano idratate.
 - Il Med-PZ indurisce in circa quattro ore ma il tempo di lavoro è di circa cinque minuti.

Sicurezza

- UTILIZZO: Solo per uso dentale.
- CONSERVAZIONE: Deve essere conservato in un luogo asciutto.
- TOSSICITÀ: Può cauterizzare la pelle e gli occhi. Non ingerire, non inalare. Evitare il contatto con la mucosa e gli occhi. In caso di una cauterizzazione lavare con abbondante acqua.
- INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO: Non disperdere nell'ambiente e nell'acqua. Gettare nei rifiuti urbani.

Attenzione: Seguire le istruzioni d'uso.

Depositare in un luogo asciutto e fresco!


Le confezioni aperte non sono sostituibili.

Attenzione: Data di scadenza. (= EXP)

In caso di problemi o domande rivolgersi all' info@medcem.ch



Version CL3 3.0. /1.9.2011

 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**

**Ren Portlandcement /
mineralhaltigt trioxid-aggregat för dentalmedicin
(Swe)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

S: BRUKSANVISNING

- ANVÄNDNING: Med-PZ är ett reparationscement för entodontister. Tandläkare beslutar om indikation och användning.
- KONTRAIKATIONER: Inga kända kontraindikationer.
- VARNINGSSYMPATOM: Inga kända varningssymptom.
- FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
 - Med-PZ-förpackningar (kapslar) måste vara fast förslutna och lagras på torr plats i syfte att undvika effektlust på grund av fuktskada.
 - För att undvika uttorkning under härdningen måste Med-PZ användas omedelbart efter att det blandats ut.
- OÖNSKADE EFFEKTER: Kan i vissa fall ge missfärgningar på de behandlade tänderna. Skiljer sig inte från Dentin på röntgenbilder.
- BLANDA UT Med-PZ
 - Öppna en kapsel och håll pulvret på en blandbricka.
 - Blanda sterilt vatten med pulvret.
 - Blanda vatten och cement tills det får en tjockflytande, krämig konsistens.
 - För att säkerställa att alla pulvrets beståndsdelar har fuktats bör blandningsförfarandet fortgå under ungefär en minut.
 - För lite eller för mycket vatten kan inverka negativt på cementets slutgiltiga fasthet.
 - Med-PZ härdar inom fyra timmar. Bearbetningstiden uppgår emellertid endast till ca. fem minuter.

Säkerhetsdata:

- HANDHAVANDE Denna produkt är endast avsedd för tandvårdsbruk. Om kapslarna påbörjats, släng kvarvarande material.
- LAGRING: Lagras torrt.
- TOXITET: Pulvret är frätande! Förtär ej, andas ej in, låt ej komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Vid kontakt med slemhinnor eller ögon, spola med mycket vatten.
- AVYTTRING: Kan avyttras med hushållssoporna. Släng ej i avloppet.

OBS: Följ bruksanvisningen!

Lagra på sval och torr plats.


Avyttra öppnade kapslar.

Beakta förbrukningsdatum! (= EXP)

Vid frågor eller oväntade händelser, vänligen kontakta oss på info@medcem.ch



Version CL3 3.0. /1.9.2011

 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**

**Agregado Trióxido Mineral. Material endodóntico.
(Sp)
MEDCEM Medizinischer Portlandzement™ MED-PZ**

Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-8570 Weinfelden

E: MODO DE USO

- INDICACIONES: Med.PZ está destinado al uso exclusivo endodóntico.
- CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
- ADVERTENCIAS: No se conocen.
- PRECAUCIONES:
 - Las cápsulas Med-Pz deben guardarse herméticamente cerradas y almacenarse en un lugar seco para evitar la degradación en la mezcla.
 - El Med-Pz debe ser utilizado rápidamente después de realizada la mezcla con el líquido para prevenir la deshidratación durante el fraguado.
- REACCIONES ADVERSAS: Posible decoloración del diente.
- INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA:
 - Abrir la cápsula y dispensar el polvo sobre una superficie de mezclado.
 - Incorporar gradualmente agua estéril al cemento.
 - Mezclar el agua y el polvo hasta obtener un material de consistencia cremosa.
 - Mezclar el material con el agua durante aproximadamente un minuto para asegurarse que todas las partículas del polvo estén hidratadas por completo.
 - Añadir demasiada o muy poca agua reducirá la resistencia del cemento.
 - Med-Pz fraguará en un periodo de 4 horas, pero el tiempo de trabajo es de aproximadamente 5 minutos.

Seguridad del material

- OPACIDAD RADIOGRÁFICA: similar a la dentina.
- MANEJO: Este producto está diseñado para el uso dental únicamente. No usar cápsulas ya abiertas previamente.
- ALMACENAJE: Debe almacenarse en ambiente seco.
- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: El polvo podría causar fuerte irritación. El material no debe ser aspirado ni tragarse. Evitar el contacto con los ojos o las membranas mucosas.
- CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN: No verter el producto en aguas comunes. Este producto puede ser eliminado en la basura.

Atención: Seguir las instrucciones de uso.


Almacenar en lugar fresco y seco.

No reutilizar las cápsulas una vez abiertas.

En caso de dudas o problemas con el producto, por favor, contactar con: info@medcem.ch



Version CL3 3.0. /1.9.2011

 **Medcem GmbH, Bahnhofstrasse 12,
8570 Weinfelden, www.medcem.ch**